


Technische Eigenschaften



	A	B	Ø	Gewicht
Small Hand/ Kinderhand (mit schmalen Handgelenk)	165 mm	70 mm	48 mm	277 g
Small Hand/ Kinderhand (mit breitem Handgelenk)	165 mm	70 mm	55 mm	284 g
Medium Hand	165 mm	75 mm	55 mm	322 g
Large Hand	178 mm	80 mm	55 mm	336 g

Betriebstemperaturbereich:	-5 °C to +50 °C
Luftfeuchtigkeit Betriebsbereich:	15% - 90% RH
Batteriekapazität:	2600 mAh
Batteriespannung:	7.4 V
Art der Batterie:	Lithium-Ion (Li-Ion)
Gewicht der Batterie:	115 g