



HERO ARM™

Schutzcover Katalog



Spectrum Schutzcover



Silber



Weiss



Schwarz



Rot



Blau



Grün



Fliederfarben



Blaugrau



Orange



Hellrosa



Pink



Gelb



Vortex Schutzcover



Silber



Weiss



Schwarz



Rot



Blau



Grün



Fliederfarben



Blaugrau



Orange



Hellrosa



Pink



Gelb



AzDeco Schutzcover



Silber



Weiss



Schwarz



Rot



Blau



Grün



Fliederfarben



Blaugrau



Orange



Hellrosa



Pink



Gelb



Harlequin Schutzcover



Silber



Weiss



Schwarz



Rot



Blau



Grün



Fliederfarben



Blaugrau



Orange



Hellrosa



Pink



Gelb



Aero Schutzcover



Silber



Weiss



Schwarz



Rot



Blau



Grün




Fliederfarben



Blaugrau



Orange



Hellrosa



Pink



Gelb



Sentinel Schutzcover



Silber



Weiss



Schwarz



Rot



Blau



Grün



Fliederfarben



Blaugrau



Orange



Hellrosa



Pink



Gelb



Metal Gear Solid™ Schutzcover





Marvel Iron Man™ Schutzcover



Aus lizenzrechtlichen Gründen können diese Schutzcover nur mit der Erstbestellung vom Hero Arm geliefert werden, nicht zu einem späteren Zeitpunkt.



Marvel Black Panther™ Schutzcover



Aus lizenzrechtlichen Gründen können diese Schutzcover nur mit der Erstbestellung vom Hero Arm geliefert werden, nicht zu einem späteren Zeitpunkt.



Star Wars™ BB-8™ Schutzcover



Aus lizenzrechtlichen Gründen können diese Schutzcover nur mit der Erstbestellung vom Hero Arm geliefert werden, nicht zu einem späteren Zeitpunkt.



Star Wars™ R2-D2™ Schutzcover



Aus lizenzrechtlichen Gründen können diese Schutzcover nur mit der Erstbestellung vom Hero Arm geliefert werden, nicht zu einem späteren Zeitpunkt.



Disney™ Frozen™ Schutzcover



Aus lizenzrechtlichen Gründen können diese Schutzcover nur mit der Erstbestellung vom Hero Arm geliefert werden, nicht zu einem späteren Zeitpunkt.



Lerne die Sidekick App kennen



Every Hero needs a Sidekick™

Durch die App erhält der Benutzer eine schnelle und einfache Einführung zum Hero Arm.

Hier finden sich Trainingsvideos, Anleitungen und Tracking-Funktionen, die es ermöglichen, Lernkurven zu messen.

Griffmodi und diverse andere Einstellungen können konfiguriert werden.

Mit der Sidekick App lässt sich der Hero Arm personalisieren. Myotrainings und Erfolge können so einfach im Auge behalten werden.



Hol Dir die App

Laden im
 App Store

JETZT BEI
 Google Play



Bluetooth-Konnektivität

Verbinde Dein Telefon mit deinem Hero Arm, um den Batteriestatus und die tägliche Nutzung zu überprüfen und wertvolle Informationen über den Fortschritt der Anpassung Deines Hero Arms mit Deinem Orthopädietechniker zu teilen.



Personalisiere Deinen Arm, wie Du möchtest.

Mit der Sidekick App hast Du die Kontrolle über die LED-Helligkeit, die Lautstärke des Signaltons und die Vibrationsstärke des Hero Arms. Die Anpassung der Griffe war noch nie so einfach - erstelle Deine eigenen Gruppen und ziehe die Griffe per Drag & Drop.



Elektroden-Konfigurationen

Dein Orthopädietechniker kann die besten Muskelstellen für den Hero Arm in Echtzeit ermitteln und zwischen Einkanal- und Zweikanalsteuerung wählen. Diese Funktion ermöglicht außerdem die Aufzeichnung eines Myographen von bis zu 30 Sekunden.



Training mit nur einem Klick

Um wertvolle Zeit im Sanitätshaus zu sparen, können sowohl Dein Orthopädietechniker als auch Du sehen, welche Trainingsübungen absolviert wurden. Du kannst auf Nutzungsstatistiken zugreifen und kleine Lerneinheiten absolvieren.



Bei Interesse an einem Hero Arm kannst Du Dich gerne auf unserer Webseite registrieren oder Du besuchst unsere Social Media Kanäle, um den Hero Arm in Aktion zu sehen:

-  www.openbionics.com
-  [@openbionics](https://twitter.com/openbionics)
-  [/openbionicsltd](https://www.facebook.com/openbionicsltd)
-  [@openbionics](https://www.instagram.com/openbionics)
-  [/openbionics](https://www.youtube.com/openbionics)
-  [@openbionics](https://www.tiktok.com/@openbionics)